



PIP®

Zestaw higieniczny do pasywnych naszników V1 i V2

- Zawiera jedną parę wymiennych poduszek nasznych, jedną parę wkładek piankowych
- Poduszki naszne należy wymieniać dwa razy w roku lub gdy poduszka wykazuje oznaki uszkodzenia

Dane techniczne

Kolor	Czarny
Dostępne rozmiary	--
Opakowanie	Zapakowane w każdy
Zapakowane	--
Wymiary koperty (cm)	55.00 x 45.00 x 48.00
Hmotnost pouzdra (kg)	8.40
Kraj pochodzenia	Chiny
Styl słyszenia	--
Typ ochrony	Bierny
EN 352	--
Budowa	--
Certyfikaty	--

Dane o wydajności

Ocena SNR --

Instrukcje opieki

Rutynowo myj łagodnym mydłem i wodą. Pozostaw poduszki do wyschnięcia na powietrzu.